

โรงพยาบาลสระบุรีประสงค์ อุบลราชธานี

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของ ลิ้นหัวใจเยออร์ติก

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นลิ้นหัวใจเยออร์ติกเทียมภายในโลหะโครงสร้างสังเคราะห์โดยเทคนิคของ Balloon expandable stent และใส่โดยการสวนหัวใจแทนการผ่าตัด (Transcatheter Aortic Valve Implantation) เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยภาวะลิ้นหัวใจหัวใจเยออร์ติกตืบ (Aortic Stenosis) ขั้นรุนแรงสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหากทำการผ่าตัดหรือผู้ที่ไม่สามารถรับการผ่าตัดได้ ใน ๑ ชุดประกอบด้วย

๑. ลิ้นหัวใจเยออร์ติก (Evolut R Transcatheter Aortic Valve Implantation)
๒. อุปกรณ์การประกอบลิ้นหัวใจเยออร์ติกเข้าในชุดสายสวนและอุปกรณ์ปล่อยลิ้นหัวใจ (EnVeo R Loading System)
๓. ชุดสายสวนและอุปกรณ์ปล่อยลิ้นหัวใจ (EnVeo R-L Delivery Transcatheter System)

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ส่วนที่เป็นลิ้นหัวใจเยออร์ติกเทียมทำมาจากเนื้อเยื่อสังเคราะห์ จากการสังเคราะห์เนื้อเยื่อของหมู (Porcine Pericardium) ผ่านการฆ่าเชื้อ AOA Anti-Mineralization Treatment และทำให้มีความยืดหยุ่นสูงและป้องกันการเกิดติดของแคลเซียม และยึดเป็นลิ้นเยออร์ติกเทียมภายในโลหะสังเคราะห์ Nitinol สามารถขยายขนาดได้ด้วยตัวเอง
๒. ลิ้นหัวใจเยออร์ติกเทียมมีขนาด ๒๓, ๒๖ และ ๒๙ มิลลิเมตร เป็นอย่างน้อย
๓. บรรจุลิ้นหัวใจเยออร์ติกเทียมในภาชนะปลอดเชื้อและรักษาสภาพของเซลล์เนื้อเยื่อด้วยสาร Glutaraldehyde และบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ (sterilization) เก็บรักษาที่อุณหภูมิระหว่าง ๑๕-๒๕ องศาเซลเซียส
๔. อุปกรณ์การประกอบลิ้นหัวใจเยออร์ติกเข้าในชุดสายสวนและอุปกรณ์ปล่อยลิ้นหัวใจ (EnVeo R Loading System) มี ๒ ขนาด เป็นอย่างน้อย
๕. สายสวนและอุปกรณ์ปล่อยลิ้นหัวใจ (EnVeo R-L Delivery Transcatheter System) มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๗ เซนติเมตร สามารถใช้กับขนาดเส้นเลือด Femoral ≥ 5.0

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายวีระ มหาวนากุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ


(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ


(นายเกียรติพันธ์ จิตวรวิสุทธิ์) นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นายวรรุณ ทัศนาวิวัฒน์) นายแพทย์

๖. ในขณะทำการหัตถการ เมื่อกำลังจะปล่อยลินหัวใจ แล้วพบว่าตำแหน่งที่จะปล่อยยังไม่เหมาะสมที่สุด สามารถดึงกลับมาได้ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง (recapture and reposition)
๗. บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ (Sterilization) ๒ ชั้น พร้อมใช้งานได้ทันที
๘. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (US FDA)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
(นายวีระ มหาวนากุล) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายเกียรติพันธ์ จิตรวิสุทธิ์) นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายวรุษิ พันธ์ศรี ทัศนาวิวัฒน์) นายแพทย์