




**โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์**  
**รายละเอียดและคุณลักษณะ**  
**หลอดบรรจุแก๊สเอทรีลีนออกไซด์ ๑๐๐ % แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง**

**คุณสมบัติเฉพาะ**

๑. หลอดบรรจุแก๊สเอทรีลีนออกไซด์ ๑๐๐ % แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ถูกออกแบบและผ่านการตรวจสอบความถูกต้องให้ใช้ได้กับเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊สเอทรีลีนออกไซด์ ๑๐๐% Sterilizer/Aerator รุ่น ๘XL, GS๘
๒. หลอดมีความสูง  $๗.๐๒ \pm ๐.๔$  นิ้ว และฝาพลาสติกสีเหลืองครอบปิดอยู่ด้านบนของหลอด
๓. บนหลอดมีการแกะสลักด้วยเลเซอร์ หรือ ตัดฉลาก ๒D barcode สำหรับการสแกนเพื่อส่งผ่านข้อมูลของหลอดแก๊ส ได้แก่ รุ่นแคตตาล็อกของหลอดแก๊ส, หมายเลข lot (วันที่หมดอายุ) และน้ำหนักที่ถูกระบุ เป็นต้น โดยต้องใช้ร่วมกับเครื่อง Steri-Vac™ Sterilizer/Aerator GS series
๓. น้ำหนักหลอดแก๊ส  $๑๗๐ \pm ๖$  กรัม
๔. หลอดแก๊สได้จดทะเบียนกับสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม EPA (Environment Protection Agency) และมีหมายเลขทะเบียน EPA คือ ๗๑๘๒-๑ กำกับบนทุกหลอดแก๊ส
๕. วันหมดอายุอยู่บนหลอดแก๊สทุกหลอด
๖. ขนาดบรรจุ ๑๒ หลอดต่อกล่อง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นางสมบุรณ์ นันตโลहित)      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางวรลักษณ์ บุญเกิด)      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสมสมัย บุญส่อง)      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ